CASO CLÍNICO



RESTAURACIÓN UNITARIA INCISIVO LATERAL

Dr. Laurent Bluche

Radiografía y fotografías preoperatorias









Toma de impresión



Exodoncia de la pieza 22









Fresado del lecho óseo





Medidor de profundidad






Inserción del implante modelo Avantgard












Fabricación del modelo



Inserción del Pilar provisional









Instalación de la corona provisional













Cicatrización y retirada de la corona provisional







Inserción del pilar fresable







Control radiográfico del correcto asentamiento del pilar sobre el implante.



Colocación toma impresión cubeta cerrada en el pilar fresable





Cubeta de impresión

Posicionamiento del pilar fresable en la réplica del implante





Colocación del pilar fresable definitivo









Colocación corona definitiva





