



IMPLANT Ø3,30 mm

KDAOF001-06

IMPLANT Ø3,75 mm

KDAOF007-012

IMPLANT Ø4,00 mm

KDAOF0013-18

COUVERCLE DE FERMETURE

DELOC0002

PILIER DE CICATRISATION

KDPOC0005-0008

RESTAURATION UNITAIRE	SCELLÉE	PRISE D'EMPREINTE (CO) KDSOF0002/09	RÉPLIQUE KDROC0002	PILIER ANG. ESTHÉTIQUE KDMOF002/70	PILIER DROIT KDMOF0034	PILIER FRAISABLE KDBOF0001	VIS DE LABORATOIRE KDTOC0004	VIS DE CLINIQUE KDTOC0030											
	VISSÉE	PRISE D'EMPREINTE (CO) KDSOF0002/09	RÉPLIQUE KDROC0002	CALCINABLE AR. KDCOF0101	VIS DE LABORATOIRE KDTOC0004	VIS DE CLINIQUE KDTOC0030													
RESTAURATION MULTIPLE	SCELLÉE	PRISE D'EMPREINTE (CO) KDSOF0002/09	RÉPLIQUE KDROC0002	COIFFE D'EMPREINTE (CF) KDSOF0014	PILIER ANG. ESTHÉTIQUE KDMOF0002/70	PILIER FRAISABLE KDBOF0001	VIS DE LABORATOIRE KDTOC0004	VIS DE CLINIQUE KDTOC0030	PILIER DROIT KDMOF0034										
	VISSÉE	DIRECTEMENT À L'IMPLANT PRISE D'EMPREINTE (CO) KDSOF0002/09	RÉPLIQUE KDROC0002	COIFFE D'EMPREINTE (CF) KDSOF0014	CALCINABLE ROT. KDCOF0105	VIS DE LABORATOIRE KDTOC0004	VIS DE CLINIQUE KDTOC0030												
	TRANSÉPITHÉLIALE	PME INCLINÉ KDGOF0031-33	PME DROIT KDGOC0012-15	PILIER CICATRISATION ME KDPOF0035	PRISE D'EMPREINTE PME KDSOF0015	RÉPLIQUE PME KDROCO012	DIGITAL RÉPLIQUE PME KDROF0014	CYL. PROVISOIRE PME KDGOF0028	CALCINABLE PME KDCOF0117	VIS PME KDTOC0056	VIS LABORATOIRE PME KDTOC0057								
OVERDENTURES	DIRECTEMENT À L'IMPLANT	PILIER BOULE	COIFFE D'EMPREINTE (CO) KDSOF0002/09	RÉPLIQUE KDROC0002	PILIER BOULE KDPOF0045-48	CONTENEUR COIFFES RH41CANB	RÉTENTIONS RH40CRNSV/040CRN/049PCV	DISQUE PROTECTION RH100PD											
		EQUATOR	OT EQUATOR IMPLANT RH130BRK2-4	CONTENEUR COIFFES RH141CAE	DISQUE PROTECTION RH100PD	RÉTENTIONS RH140CEV / T / R / G / N	TRANSFERT AVEC COIFFE RH044CAIN	RÉPLIQUE RH144AE											
	TRANSÉPITHÉLIALE	BARRE	PME INCLINÉ KDGOF0031-33	PME DROIT KDGOC0012-15	PILIER CICATRISATION ME KDPOF0035	PRISE D'EMPREINTE PME KDSOF0015	RÉPLIQUE PME KDROCO012	DIGITAL RÉPLIQUE PME KDROF0014	CYL. PROVISOIRE PME KDGOF0028	CALCINABLE PME KDCOF0117	VIS PME KDTOC0056	VIS LABORATOIRE PME KDTOC0057							
	EQUATOR	BARRE	OT EQUATOR CALCINABLE RH092ECQ	CONTENEUR COIFFES RH141CAE	RÉTENTIONS RH140CEV / T / R / G														

IMPLANT Ø5,10 mm

KDAOF0114 / 0019 / 0020 / 0021 / 0022

COUVERCLE DE FERMETURE

DELOC0003

PILIER DE CICATRISATION

KDPOC0011 / 0013 / 0015 / 0017





IMPLANT Ø6,00 mm

KDAOF0116 / 0102 / 0103

COUVERCLE DE FERMETURE

DELOC0006

PILIER DE CICATRISATION

KDPOC0029-32

