



SUTURAS DE SEDA

Suturas de alta precisión

ARTÍCULO	TIPO AGUJA	USP	LONGITUD	COLOR	UN./CAJA	PRECIO TARIFA
41412N	DS 18  	4-0	45 cm	Negro	24	53,00 €
41413N		3-0	45 cm	Negro	24	53,00 €
41414N		4-0	75 cm	Negro	24	55,00 €
41438N		3-0	75 cm	Negro	24	55,00 €
4062N	HRT 18  	4-0	75 cm	Negro	24	55,00 €
4063N		3-0	75 cm	Negro	24	55,00 €
40220N	HR 22  	3-0	75 cm	Negro	24	55,00 €

PROMOCIONES*



* Aplicable a todas las referencias.

* Los productos gratuitos serán siempre los de menor precio.

* Promociones no acumulables a otras ofertas existentes.

* Válidas hasta 30/06/2024.




* Contacte con su delegado o con las oficinas centrales de GMI:

tel. 934 151 822

infospain@gmidental.com


SUTURAS DE SEDA RESORBA®

Sutura no reabsorbible de máxima fiabilidad y alta resistencia a la tracción
Ideal para una amplia variedad de indicaciones de cirugía dental




- Hilado y trenzado de alta precisión.
- Superficie tratada con ceras: hidrófuga y baja acción de aserrado.
- Coloreada con colorantes fisiológicamente seguros.
- Muy flexible.
- Excelentes propiedades de anudado: alta seguridad del nudo.

- Agujas atraumáticas de acero inoxidable de alta calidad: resistencia a la flexión y a la rotura.
- Tratamiento superficial especial y pulido de precisión de la punta.
- Gran facilidad de penetración: resistencia mínima en la inserción y fácil paso de la aguja a través del tejido.
- Hilo insertado manualmente.



● Aguja redondeada (R)



▼ Aguja de corte triangular (S)



⊙ Aguja de corte de cuerpo Redondo (RT)