

implant protect



GMI® Implant Protect es un producto formado mediante reacción sol-gel, suministrado en estado líquido, que se aplica después del tratamiento mecánico (no quirúrgico) de la mucositis o la periimplantitis temprana.

Tras su aplicación, forma una capa protectora temporal (menos de 30 días) sobre la superficie de los implantes dentales, basada en una red tridimensional de silicio, que se adhiere a la superficie del implante dental.

Este recubrimiento actúa como una barrera física protectora, aislando la zona de aplicación y contribuyendo a su protección.

GMI® Implant Protect is a product formed via sol-gel reaction, sold in liquid state, which is applied after mechanical (non-surgical) treatment of mucositis or early periimplantitis.

After application, it forms a temporary protective layer (less than 30 days) on the surface of dental implants, based on a three-dimensional silicon network that adheres to the dental implant surface.

This coating acts as a protective physical barrier, isolating the application area and contributing to its protection.



PRINCIPALES BENEFICIOS

- Reduce la recurrencia de mucositis y periimplantitis leve.
- Disminuye la necesidad de tratamientos de seguimiento y reintervenciones.
- Protege durante la fase inicial de cicatrización.

Tras su aplicación, el líquido se convierte in situ en una fina capa adherente sobre la superficie del implante:

- Forma un sello protector físico.
- Atrapa los microorganismos residuales, aislándolos de los tejidos circundantes.
- Desaparece gradualmente.

Tras completar su función protectora, la capa desaparece por completo, dejando la zona de aplicación libre de residuos.

MAIN BENEFITS

- Reduces the recurrence of mucositis and mild periimplantitis.
- Decreases the need for repeated follow-up treatments and re-interventions.
- Protects during the early healing phase.

After the application, the liquid converts in situ into a thin, adherent coating on the implant surface.

- Forms a physical protective seal.
- Traps residual microorganisms, isolating them from surrounding tissues.
- Disappears gradually.

After completing its protective function, the coating disappears completely, leaving the application area free of residue.

GMI® Implant Protect ha sido evaluado conforme a los requisitos regulatorios aplicables, incluyendo ensayos de biocompatibilidad y una completa caracterización físico-química, asegurando su **seguridad, calidad y adecuación** para el uso previsto.

Está protegido por patentes internacionales, lo que respalda su carácter innovador y garantiza la exclusividad de su tecnología a nivel global.

GMI® Implant Protect has been evaluated in accordance with applicable regulatory requirements, including biocompatibility testing and comprehensive physicochemical characterization, ensuring its **safety, quality, and suitability** for the intended use.

It is protected by international patents, supporting its innovative nature and ensuring the exclusivity of its technology worldwide.



INDICACIONES CLÍNICAS

- Pacientes con mucositis periimplantaria.
- Pacientes con periimplantitis temprana o leve.

CLINICAL INDICATIONS

- Patients with peri-implant mucositis.
- Patients with early or mild periimplantitis.

PROTOCOLO DE APLICACIÓN

- Se aplica directamente sobre la superficie del implante tras el tratamiento mecánico no quirúrgico.
- Se administra mediante un microaplicador de un solo uso.
- Se dosifica desde el vial de vidrio.

NOTA: Cada vial debe usarse únicamente en 1 paciente y en un único procedimiento (un solo uso).

APPLICATION PROTOCOL

- Applied directly to the implant surface following non-surgical mechanical treatment.
- Delivered using a single-use micro-applicator.
- Dosed from the glass vial.

Note: Each vial must only be used on 1 patient and in a single procedure (single use).

CONTENIDO DE LA CAJA




BOX CONTENTS



Implant protect

Referencia - Reference	Dosis - Dose	Viales - Vials
KPAOf0001	2 mL/u	3

3 viales unidos - 3 single-dose vials



3 microaplicadores - 3 micro-applicators
(debajo de los viales) (under the vials)

IMPORTANTE: Debe almacenarse en su embalaje original a una temperatura de entre 2°C y 8°C.

IMPORTANT: It must be stored in its original packaging at a temperature between 2°C and 8°C.



 GMI
Dental Implantology, S.L.

Pol. Ind. El Segre
C/ Enginyer Mies 705-B
25191 Lleida (SPAIN)
Tel. (+34) 973 184 350
info@gmidental.com
www.gmidental.com

